
М90eplus IPL / E-Light аппарат для удаление волос,
омоложения, подтяжки кожи и удаления татуировок и тату

HONKON
Science Creates Beauty



HONKON
Science Creates Beauty



HONKON
Science Creates Beauty



HONKON
Science Creates Beauty



HONKON
Science Creates Beauty



М90eplus IPL / E-Light аппарат для удаление волос,
омоложения,

подтяжки кожи и удаления татуировок и тату

3 в 1 IPL (E-light) + Биполярный RF + Q-Switched Nd: Yag лазер

M90e plus



- ★ Удаление морщин
Подтяжка кожи
- ★ Удаление волос
Омоложение кожи
- ★ Удаление татуировки
и пигмента


Теория лечения

HONKON Элос - это интеллектуальная и неабляционная технология, которая одновременно использует мощность радиочастоты (RF) и оптической энергии (IPL). Ультра-оптическая энергия заставляет кожу инициировать естественный процесс заживления, который восстанавливает новый коллаген и удаляет сломанные капилляры и пигментные поражения. Радиочастота возбуждает молекулы воды, из-за чего возникающее тепло уменьшает размер пор, подтягивает


кожу и обеспечивает превосходное уменьшение морщин и более гладкую текстуру кожи немедленно.

Принцип Лечения

HONKON E-light - это высокотехнологичная и неабляционная технология, которая одновременно использует мощность радиочастоты (RF) и оптической энергии (IPL). Ультра оптическая энергия заставляет кожу инициировать естественный процесс заживления, который восстанавливает новый collagen и удаляет сломанные капилляры и пигментные поражения. Радиочастота возбуждает молекулы воды, из-за которой полученное тепло уменьшает размер пор, подтягивает кожу и обеспечивает превосходное уменьшение морщин и более нежную текстуру кожи - обычно сразу.



Охлаждающая биполярная радиочастота - это радиочастота, которая может проникать в эпидермис в глубокую дерму. Радиочастота стимулирует молекулы воды двигаться с высокой скоростью, затем вырабатывает тепло и температура достигает 45-65 °C. Это приводит к последующему сокращению коллагеновой ткани и сразу же подтягивает дряблую кожу и морщины. Кроме того, эффект лечения вызывает отращивание и восстановление коллагена. Между тем, он восстанавливает старый и поврежденный collagen, реализует немедленный эффект подтяжки кожи, долгосрочного уменьшения морщин и облегчения омоложения.




Охлаждение: сделайте эпидермис остывшим и подготовьтесь к высвобождению тепловой энергии, избегайте сжигания эпидермиса.

Высвобождение тепловой энергии: ВЧ высвобождение тепловой энергии немедленно вызывает сокращение коллагена, поэтому подтяжка лица и подтяжка кожи.

Повторное охлаждение: контролируйте температуру эпидермиса и подкожной клетчатки, избегайте ожогов эпидермиса.

Долгосрочная реконструкция и восстановление коллагена



Nd: YAG-лазер с модуляцией добротности излучает свет определенной длины волны в импульсе с высокой пиковой энергией, а в ультракороткой наносекунде свет проникает в ткань и поглощается пигментом, что приводит к мгновенному взрыву. Частицы пигмента распадаются на фрагменты, части которых отскакивают от кожи, а другие части рассыпаются на крошечные частицы, которые могут быть поглощены фагоцитами, а затем удалены лимфатической системой.

Nd: YAG лазер с модуляцией добротности



Применения:

1.Эпиляция

2.Лечение акне

3.Уменьшение морщин

4.Лифтинга

5.Подтяжка лица

6.Лечение сосудистых поражений

7.Омоложение

8.Отбеление

9.Удаление веснушек

10.Удаление тату и татуировок

11. Корбоновый пилинг

Показать Подробности



Q-Switched Nd:
Yag /Лазерная ручка



Фильтровальная
рукоятка



Двухполюсная
рукоятка радиочастоты



Фильтровальная рукоятка

Размер пятна 8mm*40mm

Фильтр можно свободно переключать для удаления волос, омоложения кожи, удаления прыщей, пигментных поражений и удаления сосудов.

Фильтр сменная ручка с тремя фильтрами



Омоложение кожи 530-1200nm

Улучшить текстуру кожи, нежные поры и омоложение кожи



Сосудистые поражения 585-1200nm

Лечить покраснение лица, чувствительную кожу и сосудистые поражения



Удаление волос 610-1200nm

Навсегда удалить волосы на теле



Двухполюсная рукоятка радиочастоты

Ручка подъема лица RW - V RF

Он используется для улучшения упругости кожи, без рубцовой хирургии. Он также может способствовать регенерации и восстановлению коллагена для



45mm

25mm



Q-Switched Nd: Yag Лазерная ручка

Простая замена рукоятки для обработки 1064nm и 532nm

Удаление татуировок бровей, удаление татуировок, омоложение кожи



1064nm
лечения головы



532nm
лечения головы



Омоложение кожи
(угольным порошком)
лечение головы

Преимущества

1. Принятие технологии АФТ, которая постепенно воздействует на дерму и позволяет избежать сильного нагрева поверхности эпидермиса и с помощью новой технологии сильно отличается от традиционной IPL.
2. Покрытие пленкой с двумя длинами волн: 1200 нм-950 нм-610 нм; 1200 нм-950 нм-530 нм, которое обеспечит длину волны 610 нм / 530 нм очень чистую, эффективную и безболезненную во время лечения.
3. Мощная система охлаждения состоит из воздушного, водяного и полупроводникового охлаждения, что обеспечивает долгое время работы.
4. Машина имеет два самостоятельных экрана, на которых можно управлять двумя клиентами одновременно.

Преимущества



- 1 Применяя технологию АФТ, умеренный нагрев воздействует на дерму и позволяет избежать большого нагрева, остающегося на поверхности эпидермиса, что сильно отличается от традиционной IPL.
- 2 Покрытие с двумя длинами волн: 530–1200nm, 610–1200 нм обеспечивают чистоту, эффективность и длину волн на длине волны 610nm / 530nm
- 3 Мощная система охлаждения состоит из воздушного охлаждения, водяного охлаждения и полупроводникового охлаждения, что обеспечивает длительное время работы.
- 4 Машина имеет два экрана, на которых могут работать два клиента одновременно.

Product link : <https://ru.honkonglobal.com/m90eplus.html>