
808XF 808nm Диодный Лазер Постоянное Удаление Волос Омоложение Кожи Машина

HONKON
Science Creates Beauty



HONKON
Science Creates Beauty



HONKON
Science Creates Beauty



808nm Диодный Лазер Постоянное Удаление Волос Омоложение Кожи

808nm Диодный Лазер

Удаление Волос

808XF



- ★ Высокий экономичный и классический стиль.
- ★ 6-миллиметровый наконечник для удаления волос на локальном участке.
- ★ Меньше времени обработки с большим размером пятна.
- ★ Принять немецкие лазерные бруски DILAS для увеличения срока службы.

Принцип Лечения

Эффективная глубина проникновения диодного лазера 808nm может достигать ткани мишени дермального сосочка. Соответствующая длительность импульса цели - достаточное тепловое повреждение, и окружающая ткань почти не затронута. Обеспечить достаточный выход энергии для повреждения ткани-мишени, а нормальная ткань практически не пострадает. Меры кожной защиты обеспечивают достаточное повреждение ткани-мишени. Для обеспечения безопасности лечения. В режиме низкой плотности энергии волосные фолликулы нагревались до 75 °C, а волосной фолликул и ростовые ствольные клетки были лишены роста благодаря скользящему уходу за рукой и волосными фолликулами. (Состояние 10 Hz).




808 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОЛОС С ДИОДНЫМ ЛАЗЕРОМ

Мощные обновления более безопасны, быстры,
безболезненны, эффективны, это ваше
предпочтительное устройство для удаления волос.



Лазер избирательно воздействует на меланин в волосном фолликуле, который разрушает зародышевую область волос в тепле.



Естественное выпадение волос, для достижения цели удаления волос.



Стимулирует регенерацию коллагена, уменьшает поры, в то же время делает кожу гладкой и гладкой.

Применение



Показать Подробности

Сенсорный Экран



FH-05 Рукоятка
Рукоять Обработки



Скользящее Колесо



Аварийная
Кнопка



РУЧКА С БОЛЬШОЙ ТОЧКОЙ



12mm*23mm

Большое место



FH-05 рукоятка рукоять обработки



Точечная рукоятка для обработки пятен 12mm* 23mm может выполнять скольжение с фиксированной точкой и обрабатывать мелкие детали с высокой скоростью удаления.

БЕЗОПАСНЫЙ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

БЫСТРЫЙ

Регулируемый световод
(удаление волос из носа/ удаление волос из ушей)

Преимущества

Безопаснее

Отсутствие повреждений и побочных эффектов на коже, воспаление волосяных фолликулов, воспаленная кожа после операции, отсутствие пор и влияния на пот.



Быстрее

Короткое время лечения, время лечения составляет менее 20 минут, это не влияет на участие красоты.

Уникальный эффект удаления волос

Безопасный и удобный опыт удаления волос, легко добиться автоматического удаления волос.



8.4-дюймовый TFT-экран

Опционально для типа кожи, зоны лечения, параметров оборудования и интеллектуального интерфейса.





Videos

Product link : <https://ru.honkonglobal.com/808xf-2.html>