
808CL-01 808nm Диодный Лазер Для Удаления Волос

HONKON
Science Creates Beauty



HONKON®
Science Creates Beauty



HONKON
Science Creates Beauty



HONKON
Science Creates Beauty



808nm Диодный Лазер

**Безболезненное Охлаждение
Супер Эпиляция**

808CL-01

- ✓ Принять передовые лазерные бруски Германия DILAS
- ✓ Короткий период восстановления и отсутствие побочных эффектов
- ✓ Нет необходимости в местном анестезирующем и лечебном геле
- ✓ Высокоскоростной скользящий режим сокращает количество сеансов лечения




Принцип Лечения

Эффективная глубина проникновения диодного лазера 808nm может достигать ткани мишени дермального сосочка. Соответствующая длительность импульса цели - достаточное тепловое повреждение, и окружающая ткань почти не затронута. Обеспечить достаточный выход энергии для повреждения ткани-мишени, а нормальная ткань практически не пострадает. Меры кожной защиты обеспечивают достаточное повреждение ткани-мишени. Для обеспечения безопасности лечения. В режиме низкой плотности энергии волосные фолликулы нагревались до 75 °С, а волосной фолликул и ростовые стволовые клетки были лишены роста благодаря скользящему уходу за рукой и волосными фолликулами. (Состояние 10 hz).



Применение



Показать Подробности

Сенсорный экран



FN-03+Рукоятка
Рукоять Обработки



Скользящее Колесо



Аварийная
Кнопка



Преимущества

Больше безопасности



Отсутствие повреждений и побочных эффектов на коже, воспаление волосяных фолликулов, воспаленная кожа после операции, отсутствие пор и влияния на пот.



Быстрее



Короткое время лечения, время лечения составляет менее 20 минут, это не влияет на участие красоты.

Product link : <https://ru.honkonglobal.com/808cl-01.html>